

Pochette pour masque chirurgical

« Élégance naturelle »



Fournitures pour une pochette:

Papier de la série design « Élégance naturelle » (réf. 152494)

- 2 rectangles de 8,5 cm x 9,5 cm

Papier cartonné « Gris granite » (réf. 147008) ou autre couleur coordonnée (cf liste sur blog)

- un rectangle de 14,8 cm x 21 cm + 1 chute

Papier cartonné « Murmure blanc » (réf. 106549)

- une chute pour tamponnage et découpe

Papier cartonné métal brossé (réf. 153524) coloris au choix

- une chute pour découpe

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf. 149653), Coupe-papier Stampin (réf. 152392), Poinçons cadres décorés (réf. 150664), Set de tampons « Juste la classe » (réf. 152370), ciseaux (réf. 103579), Plioir (réf. 102300), Bloc transparent H (réf. 118490), Encre « Pétale rose » (réf. 147108) ou autre encre coordonnée (cf liste sur blog), adhésif découpe facile (réf. 138995), mini points de colle (réf. 103683).


Hors SU : plastifieuse et feuille de plastification, pastille velcro

Réalisation de l'étui :

Prendre le rectangle de papier cartonné « Gris granit ». Avec le coupe-papier et la lame de marquage, sur le côté mesurant 21 cm, marquer un pli à 9 cm - 9,4 cm - 18,4 cm et 18,8 cm.


Tourner le papier d'1/4 de tour et sur le côté mesurant 14,8 cm =>

- Positionner le papier au repère 2 cm puis au repère 12,8 cm et marquer un sur toute la longueur.
- Positionner le papier au repère 2,4 cm puis au repère 12,4 cm : couper de 0 à 9,4 cm, marquer un pli entre 9,4 cm et 21 cm.



----- plier ——— couper /// enlever les parties hachurées


Vous obtenez ceci :



Coller les rectangles de papier de série design.

Tamponner le sentiment tronqué « Sois toi même avec ou sans » dont vous aurez masqué la fin (~~rouge à lèvres~~) sur le papier cartonné « Murmure blanc ».

Découper l'ensemble des étiquettes coordonnées avec les poinçons « Cadres décorés » dans les papiers cartonnés « Gris granite -Murmure blanc » et dans le papier cartonné métal brossé.




Superposer les étiquettes et les coller sur le rabat supérieur de l'étui.




Marquer les plis avec le plioir en os. Insérer dans la feuille de plastification et passer dans la plastifieuse.

Découper tout le plastique superflu à ras du papier cartonné. Si le plastique a trop refroidi, ne pas hésiter à faire un 2ème passage dans la plastifieuse pour pouvoir repasser sur les plis et mettre en forme sans trop de difficulté.



Pour plus de solidité j'ai à la fois utilisé de l'adhésif découpe facile et 2 mini points de colle pour coller les rabats intérieurs de la pochette.

Poser les pastilles Velcro.



Il ne reste plus qu'à glisser un masque chirurgical dans votre étui pour être toujours parée !!



Proposer de nouveaux projets et réaliser un tutoriel prend du temps...

Merci de respecter mon travail, si vous utilisez ce tutoriel à des fins commerciales

ou si vous le partagez,

n'oubliez pas de faire référence à mon blog <https://kraftyminie.wordpress.com>.

Kraftyminie
Démonstratrice Stampin'Up!
en Mayenne (53)



Contact : kraftyminie@gmail.com ou 0663297726